

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Zdhhc20 Per Wb E Elisa - Q5W0Z9

Numero articolo: CM0024046



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro ZDHHC20 umano, validato per WB e ELISA. Questo anticorpo contro la palmitoiltransferasi reagisce con campioni di origine umana, di topo e di ratto, ed è adatto per studiare la segnalazione di EGFR, la lipidazione della proteina spike di SARS-CoV-2 e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZDHHC20 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
Specie	Uomo
GeneID (umano)	253832
GeneID	253832
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 270-365 di ZDHHC20 umano (NP_001316988.1).
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5W0Z9
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio