

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zdhhc4 Per Wb E Elisa - Q9Npg8

Numero articolo: CM0021650

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetta la proteina ZDHHC4 umana (palmitoiltransferasi), adatto per Western blot e ELISA. Rileva la proteina ZDHHC4 di origine umana, murina e ratto con un peso molecolare previsto di 40 kDa. Ideale per ricerche sulla palmitoilazione e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZDHHC4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ZNF374; ZDHHC4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	55146
ID gene	55146
Immunogeno	Peptide sintetico (amminoacidi 110-210 della proteina ZDHHC4 umana)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPG8
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio