

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zdhhc5 Per Wb, Elisa - Q9C0B5

Numero articolo: CM0019477

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZDHHC5, validato per WB ed ELISA. Rileva ZDHHC5 umano e murino (78 kDa), una palmitoiltransferasi che regola l'adesione cellulare, l'immunità e l'assorbimento degli acidi grassi. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZDHHC5 Rabbit pAb
Note/alias	DHHC5, ZNF375
Specie	Uomo
GeneID	25921
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 130-230 di ZDHHC5 umano (NP_056272.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9C0B5
Peso della proteina	78 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante