


Anticorpo Monoclonale Anti-Zeb1 Per Wb, Elisa - P37275

Numero articolo: CM0008574



introduzione

Anticorpo monoclonale ZEB1 di coniglio validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia il fattore di trascrizione 8, un repressore di E-caderina coinvolto nella transizione epiteliale-mesenchimale. Reagisce in modo crociato con ZEB1 umano e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ZEB1 Rabbit mAb
Note/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Specie	Umano
GeneID	6935
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 di ZEB1 umano (NP_110378.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P37275
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio