


Anticorpo Policlonale Anti-Zeb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P37275

Numero articolo: CM0014416



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZEB1, un fattore di trascrizione con dita di zinco coinvolto nella transizione epitelio-mesenchimale. Validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Peso molecolare: 124 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ZEB1 Rabbit pAb
Note/alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	6935
ID gene	6935
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 490-710 di ZEB1 umano (NP_110378.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P37275
Peso della proteina	124 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio