


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zeb1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P37275

Numero articolo: CM0024928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ZEB1 umano (Zinc finger E-box-binding homeobox 1), validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Adatto per lo studio dell'EMT, della progressione tumorale e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZEB1 Rabbit pAb
Note/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6935
GeneID	6935
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37275
Peso Proteico	124 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio