

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zeb2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60315

Numero articolo: CM0029518



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZEB2 (SIP1/ZFH1B), un repressore trascrizionale della E-cadherina. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi su EMT e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZEB2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SIP1; SIP-1; ZFH1B; HSPC082; SMADIP1; ZEB2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9839
GeneID	9839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1050-1214 della ZEB2 umana (NP_055610.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60315
Peso proteico	136 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio