


Anticorpo Policlonale Anti-Zfp36 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P26651

Numero articolo: CM0018967



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a ZFP36 umano (tristetraprolina), validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio del degrado dell'mRNA, dell'infiammazione e delle vie di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZFP36 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TTP; G0S24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7538
ID Gene	7538
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-326 di ZFP36 umano (NP_003398.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P26651
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio