

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zfpm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8IX07

Numero articolo: CM0019158



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZFPM1 (FOG1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. È essenziale per la differenziazione eritroide e megacariocitaria tramite interazione con i fattori GATA. Ideale per ricerche sull'ematopoiesi e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZFPM1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	161882
ID gene	161882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di ZFPM1 umano (NP_722520.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IX07
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio