

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zfpm2 Per Wb, Elisa - Q8Ww38

Numero articolo: CM0027250

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità diretto contro ZFPM2 umano (FOG2). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale, la morfogenesi cardiaca e la differenziazione gonadica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZFPM2 Rabbit pAb
Note / Alias	DIH3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23414
ID gene	23414
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 982-1151 di ZFPM2 umano (NP_036214.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8WW38
Peso proteico	128 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio