

Anticorpo Policlonale Anti-Zfx Per Wb - P17010

Numero articolo: CM0020792

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZFX umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto. Proteina a dito di zinco cromosomica X, un probabile attivatore trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZFX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF926; ZFX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7543
GeneID	7543
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-380 di ZFX umano (NP_003401.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17010
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio