

Anticorpo Policlonale Anti-Zgpat Per Wb, Elisa - Q8N5A5

Numero articolo: CM0024457



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ZGPAT umano per applicazioni WB ed ELISA. Mostra reattività crociata con il topo. ZGPAT è un repressore trascrizionale con potenziale oncosoppressore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZGPAT Rabbit pAb
Note/Alias	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84619
GeneID	84619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 213-272 di ZGPAT umano (NP_115916.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q8N5A5
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio