

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zhx2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X8

Numero articolo: CM0023674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting ZHX2 umano, un repressore trascrizionale coinvolto nello sviluppo retinico e nel mantenimento dei progenitori neurali. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ZHX2 Rabbit pAb
Note/Alias	RAF; AFR1; ZHX2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22882
GeneID	22882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 488-837 di ZHX2 umano (NP_055758.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6X8
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio