

Anticorpo Policlonale Anti-Zic3 Per Wb Ed Elisa - O60481

Numero articolo: CM0027689



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-ZIC3 validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio dei processi di sviluppo e dell'asimmetria sinistra-destra.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZIC3 Rabbit pAb
Note/Alias	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
Specie	Umana
GeneID	7547
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 della ZIC3 umana (NP_003404.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O60481
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio