


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Zinc-A2-Glycoprotein (Zag/Azgp1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25311

Numero articolo: CM0002854



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega allo Zinc- α 2-glycoprotein umano (ZAG/AZGP1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio della degradazione dei lipidi e della perdita di grasso associata al cancro. UniProt: P25311.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Zinc- α 2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) mAb Coniglio
Note/Alias	ZAG; ZA2G; Zinc- α 2-glycoprotein (ZAG/AZGP1)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	563
Gene ID	563
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dello Zinc- α 2-glycoprotein umano (ZAG/AZGP1) (P25311).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25311
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio