


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zinc- α 2-Glicoproteina (Zag/Azgp1) Per Wb, Elisa - P25311

Numero articolo: CM0028633



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Zinc- α 2-glicoproteina (ZAG/AZGP1) validato per WB e ELISA. Rileva la ZAG umana e murina, un fattore secretato che mobilita lipidi implicato nella cachessia da cancro. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Zinc- α 2-glicoproteina (ZAG/AZGP1) Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ZAG; ZA2G; Zinc- α 2-glicoproteina (ZAG/AZGP1)
Specie	Umana
ID gene (Umano)	563
ID gene	563
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P25311
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio