

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zip12 Per Wb, Elisa - Q504Y0

Numero articolo: CM0021817

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il trasportatore di zinco ZIP12 umano. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto dello zinco, la neurulazione e la spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Zip12 Rabbit pAb
Note/Alias	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
Specie	Uomo
ID gene	221074
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina SLC39A12 umana (NP_001138667.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q504Y0
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio