

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zip8 Per Wb Ed Elisa - Q9C0K1

Numero articolo: CM0024295

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a ZIP8 umano (SLC39A8), validato per Western blot (WB) ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche sul trasporto di zinco/manganese e sull'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZIP8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Specie	Umano
GenelD (Umano)	64116
GenelD	64116
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 201-300 di ZIP8 umano (NP_071437.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9C0K1
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio