


Anticorpo Policlonale Anti-Zmat2 Per Wb, Elisa - Q96Nc0

Numero articolo: CM0013282



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-umano ZMAT2 convalidato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Bersaglia ZMAT2, un componente dello spliceosoma, adatto per studi sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZMAT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	153527
Gene ID	153527
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 di ZMAT2 umano (NP_653324.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96NC0
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio