


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zmat2 Per Wb, Elisa - Q96Nc0

Numero articolo: CM0015341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZMAT2, un componente dello spliceosoma coinvolto nello splicing del pre-mRNA. Validato per applicazioni WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing e sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZMAT2 pAb di coniglio
Note/alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	153527
ID del gene	153527
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 di ZMAT2 umano (NP_653324.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96NC0
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante