

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zmiz2 Per Wb E Elisa - Q8Nf64

Numero articolo: CM0021803

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZMIZ2, convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Utile per lo studio della coattivazione dei recettori nucleari e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZMIZ2 Rabbit pAb
Note / Alias	NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	83637
ID gene	83637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di ZMIZ2 umano (NP_001287888)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NF64
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio