

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zmpste24 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75844

Numero articolo: CM0023826



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZMPSTE24, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della processazione della laminina A, della dinamica dell'involucro nucleare e dei meccanismi antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZMPSTE24 Rabbit pAb
Note/Alias	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10269
GeneID	10269
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della ZMPSTE24 umana (NP_005848.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75844
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio