

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zmsnf2 Per Wb, Elisa - A0A3L6Fqf6

Numero articolo: CM0018771

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZmSNF2 del mais (UniProt A0A3L6FQF6), validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina nel mais. Immunogeno proteico ricombinante, spedito con borsa del ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-ZmSNF2
Osservazioni/Alias	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
Specie	Mais
ID Gene	103652266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 901-1089 di ZmSNF2 del mais (XP_020405944.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Mais
SWISS	A0A3L6FQF6
Peso Proteico	155kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio