


Anticorpo Policlonale Anti-Zmynd11 Per Wb, Elisa - Q15326

Numero articolo: CM0030428



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ZMYND11 umano (BS69/BRAM1), adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Un lettore di cromatina chiave e un soppressore tumorale per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZMYND11 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10771
GeneID	10771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 278-567 di ZMYND11 umano (NP_997644.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15326
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio