


Anticorpo Policlonale Anti-Zmynd8 Per Wb, Elisa - Q9Ulu4

Numero articolo: CM0024760



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ZMYND8 validato per WB ed ELISA. Riconosce ZMYND8 umano, un lettore della cromatina coinvolto nella regolazione trascrizionale, riparazione del DNA e soppressione tumorale. Ideale per la ricerca in epigenetica e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZMYND8 Rabbit pAb
Note/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23613
ID Gene	23613
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 959-1188 di ZMYND8 umano (NP_898868.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9ULU4
Peso Molecolare Proteico	132kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio