


Anticorpo Policlonale Anti-Zmynd8 (Validato Ko) Per Wb, Ip, Elisa - Q9ULu4

Numero articolo: CM0021618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO diretto contro ZMYND8 umano. Validato per WB, IP ed ELISA con reattività verso campioni umani e murini. Utile per la ricerca sui lettori della cromatina, sulla regolazione trascrizionale e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	[Validato KO] ZMYND8 Rabbit pAb
Note/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	23613
GeneID	23613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 959-1188 di ZMYND8 umano (NP_898868.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9ULU4
Peso della proteina	132 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante