

Anticorpo Policlonale Anti-Znf10 Per Wb, Elisa - P21506

Numero articolo: CM0019062

introduzione

ZNF10 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per applicazioni WB ed ELISA su campioni umani. Esso mira alla proteina a dito di zinco ZNF10 (KOX1), un regolatore della trascrizione con un peso molecolare di 66kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF10 Rabbit pAb
Note/Alias	KOX1; ZNF10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7556
GeneID	7556
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ZNF10 umano (NP_056209.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P21506
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio