

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf124 (Hzf-16) Per Wb, Elisa - Q15973

Numero articolo: CM0015554

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ZNF124 (HZF-16), adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF124 Rabbit pAb
Note/Alias	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7678
Gene ID	7678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-200 dello ZNF124 umano (NP_001284497.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q15973
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio