

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf133 Per Wb, Elisa - P52736

Numero articolo: CM0014310

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF133 (proteina 133 con dita di zinco), validato per WB ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF133 pAb di coniglio
Note/alias	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	7692
ID del gene	7692
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della ZNF133 umana (NP_003425.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P52736
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante