

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf134 Per Wb E Elisa - P52741

Numero articolo: CM0023788

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF134 convalidato per Western blot e ELISA. Bersaglia la proteina a dito di zinco 134 umana, un presunto regolatore trascrizionale. Adatto per applicazioni di ricerca e diagnostiche. UniProt P52741.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto          | ZNF134 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Annotazioni / Sinonimi | pHZ-15; ZNF134                                                                                                                   |
| Specie                 | Umana                                                                                                                            |
| ID gene (Umano)        | 7693                                                                                                                             |
| ID gene                | 7693                                                                                                                             |
| Immunogeno             | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-170 della ZNF134 umana (NP_003426.3) |
| Origine                | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria              | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata    | Umana                                                                                                                            |
| SWISS                  | P52741                                                                                                                           |
| Peso proteico          | 48kDa                                                                                                                            |
| Spedizione             | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |