

Anticorpo Policlonale Anti-Znf141 Per Ihc-P, Elisa - Q15928

Numero articolo: CM0014237

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'umano ZNF141, adatto per applicazioni IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sullo sviluppo degli arti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF141 Rabbit pAb
Note/Alias	D4S90; pHZ-44; ZNF141
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7700
GeneID	7700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 405-474 di ZNF141 umano (NP_003432.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15928
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio