

Anticorpo Policlonale Anti-Znf143 Di Coniglio (Wb, Elisa) - P52747

Numero articolo: CM0019858

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF143 umano (fattore legante SPH/hStaf) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF143 Rabbit pAb
Note/Alias	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
Specie	Umano
GeneID	7702
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 437-638 di ZNF143 umano (NP_003433.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52747
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio