

Anticorpo Policlonale Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) Per Wb Ed Elisa - P17020

Numero articolo: CM0021011

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF16 umano (HZF1/KOX9), un fattore di trascrizione a dita di zinco coinvolto nel ciclo cellulare e nell'apoptosi. Adatto per WB ed ELISA. Reagisce con la specie umana. 76 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF16 Rabbit pAb
Note/Alias	HZF1, KOX9, ZNF16
Specie	Uomo
ID del gene	7564 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di ZNF16 umano (NP_008889.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P17020
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante