

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf177 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

Numero articolo: CM0014007

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF177 umano, validato per IHC-P, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale in contesti di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF177 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PIGX; ZNF177
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7730
ID gene	7730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-110 di ZNF177 umano (NP_003442.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13360
Peso molecolare proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio