

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf177 Per Wb, Elisa - Q13360

Numero articolo: CM0016643

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF177, validato per Western blot ed ELISA. Riconosce ZNF177 umano e murino (~55 kDa), adatto per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF177 Rabbit pAb
Note/Alias	PIGX; ZNF177
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7730
ID del gene	7730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-110 di ZNF177 umano (NP_003442.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q13360
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante