

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf20 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17024

Numero articolo: CM0030654

introduzione

ZNF20 Rabbit pAb (ZNF20/KOX13 umano, gene ID 7568) per Western blot, IHC-P, ELISA. Convalidato per uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF20 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KOX13; ZNF20
Specie	Uomo
ID gene	7568 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ZNF20 umano (NP_066966.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17024
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio