

Anti-Znf20 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17024

Numero articolo: CM0007208

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la proteina umana a dita di zinco 20 (ZNF20/KOX13), validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva gli ortotopi di topo e ratto. Utile per studi di regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ZNF20 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	KOX13
Specie	Umano
ID Gene (umano)	7568
ID Gene	7568
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-118 di ZNF20 umano (NP_066966.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P17024
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio