

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Znf207 (Bugz, Hbugz) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43670

Numero articolo: CM0023129

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro ZNF207 umano (BuGZ, hBuGZ), validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sull'assemblaggio del fuso mitotico e l'allineamento cromosomico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF207 Rabbit pAb
Note/Alias	BuGZ; hBuGZ; ZNF207
Specie	Umana
ID gene	7756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 di ZNF207 umano (NP_003448.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O43670
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio