

Anticorpo Policlonale Anti-Znf213 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 014771

Numero articolo: CM0021792

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a ZNF213 umano (CR53/ZKSCAN21), validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sullo studio delle proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF213 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7760
GeneID	7760
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-459 di ZNF213 umano (NP_004211.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14771
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio