

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf22 Per Wb, Elisa - P17026

Numero articolo: CM0014170

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ZNF22 validato per WB ed ELISA. Rileva ZNF22 umano e presenta reattività crociata con il topo. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e ricerche di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF22 Rabbit pAb
Note/Alias	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7570
ID Gene	7570
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-224 di ZNF22 umano (NP_008894.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P17026
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio