

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf23 Per Wb, Elisa - P17027

Numero articolo: CM0014443

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato allo ZNF23 umano (KOX16, ZNF359, ZNF612), convalidato per Western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con il mouse. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale e sullo sviluppo embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF23 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7571
GeneID	7571
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dello ZNF23 umano (NP_666016.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P17027
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio