

Anticorpo Policlonale Anti-Znf24 Per Wb, Elisa - P17028

Numero articolo: CM0028196



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF24 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva ZNF24 umano, murino e di ratto (KOX17/RSG-A). Adatto per studi sui fattori di trascrizione e sulla mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF24 Rabbit pAb
Note/Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7572
GeneID	7572
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 169-368 di ZNF24 umano (NP_008896.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P17028
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio