

## Anticorpo Policlonale Anti-Znf248 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q8Ndw4

Numero articolo: CM0012977

### introduzione

Anticorpo policlonale Anti-ZNF248 di coniglio validato per Western blot e ELISA. Bersaglia la proteina 248 con dito di zinco umana, un presunto regolatore trascrizionale. Adatto per ricerche sulla trascrizione e rilevamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | ZNF248 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | bA162G10.3; ZNF248                                                                                                              |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| GeneID              | 57209                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della ZNF248 umana (NP_066383.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                           |
| SWISS               | Q8NDW4                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 67kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                           |