

Anticorpo Monoclonale Anti-Znf259 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075312

Numero articolo: CM0003059

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ZNF259 (ZPR1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per studiare la regolazione del ciclo cellulare e la localizzazione di SMN1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio ZNF259
Note/Alias	GKAF; ZNF259
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8882
ID Gene	8882
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 360-459 di ZNF259 umano (075312).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	075312
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio