

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf263 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14978

Numero articolo: CM0022469

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per ZNF263, un fattore di trascrizione con dita di zinco KRAB/SCAN che reprime l'espressione genica mediante la modificazione della cromatina. Validato per Western blot, immunoistochimica ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Indicato per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF263 Rabbit pAb
Note/Alias	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	10127
GeneID	10127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-240 di ZNF263 umano (NP_005732.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14978
Peso molecolare	77 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante