

## Anticorpo Policlonale Anti-Znf264 Per Wb, Elisa - 043296

Numero articolo: CM0021162

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per ZNF264 umano (O43296). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, il legame al DNA e le proteine nucleari. Sourcing affidabile di materie prime IVD da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ZNF264 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)       | 9422                                                                                                                            |
| ID Gene               | 9422                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di ZNF264 umano. (NP_003408.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                           |
| SWISS                 | O43296                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 71kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                               |