

Anti-Znf268 (Hzf3) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q14587

Numero articolo: CM0012962



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a ZNF268 (HZF3), un repressore della trascrizione coinvolto nel cancro e nella segnalazione antivirale. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF268 Rabbit pAb
Note/Alias	HZF3; ZNF268
Specie	Umano
GeneID (umano)	10795
GeneID	10795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di ZNF268 umano (NP_001159353.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14587
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio