

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf273 Per Wb, Elisa - Q14593

Numero articolo: CM0015795

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF273 umano (HZF9), validato per WB ed ELISA. Un fattore di trascrizione con dita di zinco localizzato nel nucleo, adatto alla ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ZNF273 pAb di coniglio
Note/alias	HZF9; ZNF273
Specie	Umano
GenelD (umano)	10793
GenelD	10793
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-260 di ZNF273 umano (NP_066971.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14593
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante