

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf296 Per Wb, Elisa - Q8Wuu4

Numero articolo: CM0014609

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF296 validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani e murini. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale, delle proteine a dita di zinco e delle interazioni con KLF4. Materia prima IVD di grado ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF296 Rabbit pAb
Note/Alias	ZFP296; ZNF342; ZNF296
Specie	Umana
ID genico (umano)	162979
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ZNF296 umano (NP_660331.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q8WUU4
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante