

Anticorpo Policlonale Anti-Znf302 Per Wb, Elisa - Q9Nr11

Numero articolo: CM0020400

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla ZNF302 umana (proteina a dito di zinco 302), adatto per Western blot e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF302 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55900
ID Gene	55900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-200 della ZNF302 umana (NP_060913.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q9NR11
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio